


ihand  
smart hand relaxer

어플 사용자 설명서



## 사용법

1. ihand 어플리케이션을 다운로드하여 설치합니다.  
(안드로이드 플레이스토어, iOS 앱스토어 이용)
2. ihand relaxer 제품의 전원을 켭니다.



3. 스마트폰에 설치된 ihand APP을 실행합니다.
4. 블루투스 사용을 승인합니다.


(이미 블루투스 모드가 활성화되어 있다면, 본 단계는 생략됩니다.)

<b>i</b> Bluetooth 권한 요청	
앱에서 Bluetooth를 사용하려고 합니다. 허용하시겠습니까?	
아니요	예

## 사용법


### 5. 연결을 선택하는 화면이 나타나면 검색된 기기 중, ihand를 선택합니다.

“기기를 찾을 수 없습니다”라고 표시될 경우, ihand 제품의 전원이 켜져 있는지 확인해 주세요.



### 6. ihand를 블루투스에 등록합니다.

(블루투스에 등록하면, 이 후 사용시 4~6번 단계를 생략할 수 있습니다.)



## 사용법

7. 마사지를 받으려는 손을 제품에 넣은 후, 모드를 선택합니다.


	<input checked="" type="radio"/> 남 <input type="radio"/> 여	○ 남/녀 모드 선택
	<b>mode 1</b> 손이 거칠어졌을 때 건조하고 거친 손을 부드럽게 관리하세요.	>
	<b>mode 2</b> 손발이 차가울 때 마사지로 혈액순환을 원활하게 하세요.	>
	<b>mode 3</b> 피부 톤이 어두울 때 피부 탄력과 피부 톤을 개선해보세요.	>
	<b>mode 4</b> 숙면이 필요할 때 잠자기 전 마사지로 숙면을 취하세요.	>
	<b>mode 5</b> 어깨가 뭉쳤을 때 긴장으로 뭉친 어깨를 풀어주세요.	>

## 사용법

---

### 8. 재생 버튼을 눌러 마사지를 시작합니다.

(압력이 세거나 약할 경우, 마사지 강도를 조절합니다.)



### 9. 마사지를 중단하려는 경우, 정지 버튼을 눌러 종료 합니다.

