

# <iPoint User Manual>

## Vellume Paper 75g / 189mm\*137mm

FOLDING LINE FOLDING LINE FOLDING LINE FOLDING LINE

**ipoint**  
smart point relaxer

**사용자 설명서**

CE RoHS

breo 제품을 구매해주셔서 감사합니다.  
제품 사용 전, 본 설명서를 꼼꼼하게 읽어보신 후  
편안하게 사용하세요.

**제품 소개 및 사용범위**

제품소개  
iPoint relaxer는 눈 주위와 얼굴 피부에 사용이 가능  
합니다. 본 제품은 눈 주위 및 얼굴 피부를 마사지 하여  
피부의 생기를 더하는데 도움을 줍니다. 휴대성이 용이  
하며, 고급스러운 디자인의 본 제품은 언제 어디서든  
편안하게 사용이 가능합니다.

사용 범위  
1. 눈 주위 또는 얼굴  
2. 눈가 주름 부위나 눈 밑

**제품 구성**

iPoint relaxer, 사용자 설명서,  
건전지(AA Size 1개입)

iPoint relaxer 사용자 설명서 건전지

**제품 상세**

1. 본체  
2. 기능 표시 바늘  
3. 건전지 덮개

**사용법**

사용 전  
1. 제품에 이상이 없는지 확인해 주십시오.  
2. 본체에 파손 부위가 없는지 확인해 주십시오.  
3. 건전지가 용량이 충분한지 확인해 주십시오.

건전지 삽입  
본체를 확실표 방향을 따라 돌립니다.  
기능 표시 바늘을 open에 맞춰주십시오.  
건전지 덮개 분리 후 건전지를 끼워주십시오.  
※ 건전지의 (+)극과 (-)극이 올바른지 확인  
하십시오. 본체를 돌려 기능 표시 바늘이 off에  
맞춰지게 해주십시오.

사진 1 사진 2

**제품 사용 예시**

작동  
전원 켜기 : 기능 표시 바늘이 on에 맞춰지도록  
본체를 돌려주십시오.  
전원 끄기 : 기능 표시 바늘이 off에 맞춰지도록  
본체를 돌려주십시오.

전원 켜기 전원 끄기

**주의사항**

※ 사용자 주의사항을 숙지하고 안전하고 올바른  
방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 사용자 설명서의 내용을 자세히 읽은 후 인쇄되어  
있는 대로 사용하십시오.  
2. 건전지 덮개와 본체가 잠긴 상태에서는 무리하게  
분리를 시도하지 마십시오, 분리할 수 없는 손상이  
가해 질 수 있습니다.

3. 제품에는 플라스틱 필름으로 포장된 건전지 1개가  
포함되어 있습니다. 플라스틱 필름을 제거하신 후  
사용하십시오.

4. 음주 후이거나 몸 상태가 좋지 않을 때, 운전 중에는  
제품을 사용하지 마십시오.

5. 습한 곳이거나 온도가 높은 곳 또는 부식성 가스가  
있는 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오.

6. 본 제품을 전기 온열기구, 조리기구 근처, 직사광선  
에 두지 마십시오.

7. 뇌졸중이나 혈압 질환, 치료도당증이 있으신 분은  
본 제품을 사용하지 마십시오.

8. 7세이하 어린이와 거동이 불편한 환자 또는 신체적  
정신적으로 장애가 있으신 분은 본 제품을 사용할  
수 없습니다.

9. 인공심장 박동기나 각종 전자 신체 보조기구 장착  
자와 임산부는 본 제품을 사용하지 마십시오.

10. 제품을 사용하려는 부위에 발진, 염종 등의 이상이  
있거나 해당 부위에 수술을 받은 적이 있는 경우,  
치료중인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.

11. 본 제품은 의료 전문가의 진단과 치료를 대체하지  
않습니다. 사용 전 제품의 사용해도 문제가 없을지  
확인이 필요하면 꼭 담당 의사와 논의하십시오.

12. 사용 중 제품에 이상이 있거나 불쾌감이 느껴질  
경우 사용을 중단하시고 전원을 차단한 후 점검  
하십시오.

13. 장시간 사용하지 않을 경우 건전지 용액이 새어  
내와 제품이 손상되는 것을 피하기 위해 건전지를  
분리하십시오.

14. 건전지 덮개 연결부위의 방수 실리콘링을 분해  
하지마십시오. 제품의 방수 기능이 손상될 수  
있습니다.

15. 본 제품은 가정용 제품으로 개발되었으므로 다른  
상업적인 용도나 치료, 진단을 위해 사용하지  
마십시오.

11. 제품 청소 시 살균 소독된 솜에 중성 세제를 묻혀  
닦아냅니다. 제품을 절대 물로 씻지 마십시오.

**제품사용 및 문제해결**

제품사항

소비 전력	6W
제품크기/무게	(L)30mmx(H)124mm / 62g
사용 환경	온도 : 5℃ ~ 40℃ / 습도 : ≤80% 기압 : 860hpa ~ 1060hpa

**문제해결**

제품 사용 시 문제가 생길 경우 상황에 맞는 아래 해결  
방법을 시도해 보십시오. 아래 방법으로도 작동하지  
않을 경우 서비스 센터에 맡겨 주십시오. 비전문가가  
개인적으로 제품을 분해 또는 수리를 시도하여 불량이  
발생 할 경우 추후 A/S 서비스가 제한 될 수 있습니다.

문제점	예상원인	해결방법
전원이 안켜질 때	건전지 진량 부족	건전지를 교체해 주십시오.
	건전지 전극 방향 문제	건전지의 전극이 맞게 삽입됐는지 확인하십시오. 건전지가 제대로 삽입 되어 있고 고정 되어 있는지 확인 해 주십시오.
	기능 표시 바늘이 on에 있지 않음	기능 표시 바늘을 on에 위치시킵니다.
전원이 약해졌을 때	건전지 진량 부족	건전지를 교체 하십시오. 건전지 가 올바르게 삽입 되어 있고 고정된 어 있는지 확인 하십시오.
	건전지 진량 부족	건전지를 교체 하십시오. 건전지 가 올바르게 삽입 되어 있고 고정된 어 있는지 확인 하십시오.

**유지보수**

보관 시 주의사항  
제품이 습기, 오염에 노출되지 않도록 안전한 곳에  
보관하십시오. 보관 기간이 6개월을 초과할 경우  
제품 작동여부를 확인하고 전원을 30분 정도 켜두시  
기 바랍니다. 직사광선과 부식성 가스를 피해주시기  
바랍니다.

운반 시 주의사항  
이 제품은 내진성을 고려한 디자인으로 비행기, 기차,  
차, 배로 운반이 가능합니다. 가급적 눈, 비, 충격을  
피해주시고 정방향으로 놓아 주십시오.

고장수리  
사용 조작 시 고장이 발생하면 배터리량을 먼저 확인  
해주시고 고장이 해결되지 않으면 전원을 끄고 본사  
A/S 서비스 센터로 보내주십시오. 또한 자체 분해나  
수리는 하지 마십시오.

**제품교환·환불 안내**

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태  
에서 발생한 성능 및 기능상의 하자의 경우 구매  
영수증 확인 후 제품을 교환 또는 환불받을 수 있  
습니다. 제품 사용 후 단순 소비자의 반성, 환불  
기간이 지난 후의 환불 요청의 경우 제한을 받을  
수 있으며 부적절한 사용으로 인한 고장에 대해서  
는 수리비가 발생할 수 있습니다.

2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용  
상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한  
수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수  
있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로  
인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명  
서 및 기타 부속품과 함께 최초 구입시에 포장  
된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불,  
수리를 받을 수 있습니다.

**제품 보증 안내**

보증 조건  
1. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와  
지정되지 않은 업체에 본 제품의 수리를 맡겨 의사  
가 발생한 경우엔 보증이 불가합니다.  
2. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나  
문송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.  
3. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한  
문제, 비전문가의 제품해리로 인한 문제, 불가항력  
으로 발생한 고장에 대해서는 품질 보증 서비스를  
제공하지 않습니다.  
4. 당사는 중고제품의 상품회수, 폐기된 제품에 대한  
수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.  
5. 가정용 외의 용도로(영양용 및 공중시설 등) 사용시  
에는 보증이 불가합니다.  
6. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는  
보증이 불가합니다.

※ 주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문  
에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수  
있음을 양해 바랍니다.  
※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간 입니다.

10MINDS

품질보증 1년

FOLDING LINE