

H1

User Manual

breo®

breo 제품을 구매해주셔서 감사합니다.
제품 사용 전, 본 설명서를 꼼꼼하게 읽어보신 후
편리하게 사용하세요.

목차

제품소개 및 구성	4
제품 기능 구성	5
사용법	7
제품사양 및 문제해결	10
유지보수	11
주의사항	12
제품교환 · 환불 안내	14
제품 보증 안내	15
제품 보증서	16
어플 사용자 설명서	18

제품소개 및 구성

제품소개

H1은 손바닥의 특정 지점을 지압하고 마사지함으로써, 긴장과 스트레스 및 피로를 풀어주며 혈액순환을 활성화하여 내부 장기의 기능을 원활하게 하고 인체를 건강한 상태로 유지하도록 도와줍니다.

제품구성

H1, 충전 어댑터, 사용자 설명서



H1




충전 어댑터



사용자 설명서

제품 기능 구성

본체



1. 디스플레이
2. 버튼
3. 손 넣는 곳
4. 충전 단자

제품 기능 구성

디스플레이 및 버튼 상세



- | | | |
|---------------|--------------|------------|
| 1. 여성 모드 | 5. 공기압 조절 버튼 | 9. 블루투스 |
| 2. 남성 모드 | 6. 여성 모드 | 10. 남성 모드 |
| 3. 전원 버튼 | 7. 타이머 | 11. 배터리 용량 |
| 4. 시작 / 일시 정지 | 8. 동작 상태 | 12. 방식 |

사용법

켜기

전원이 꺼진 상태에서 전원버튼을 짧게 누르면 제품이 “뽁”소리와 함께 작동을 시작합니다. 기본으로 기압+온열+음악+15분 모드가 자동으로 작동합니다.

전원 켜기 / 끄기

1. 전원 버튼 (⏻)을 누르면 relaxer가 켜집니다.
2. 시작/잠시멈춤 버튼 (▶)을 누르면 relaxer가 작동합니다.
3. 시작/잠시멈춤 버튼 (▶)을 누르면 relaxer가 잠시 멈춥니다.
4. 전원 버튼 (⏻)을 누르면 relaxer가 꺼집니다.

작동법


1. 남성 모드 변환 : (♂)버튼을 누릅니다. 1번 모드부터 5번 모드 까지 선택이 가능합니다.
2. 여성 모드 변환 : (♀)버튼을 누릅니다. 1번 모드부터 5번 모드 까지 선택이 가능합니다.
3. 공기압 조절 : 공기압이 너무 강할 때, (⌘)버튼을 누르면 공기압이 빠집니다.

※ 모드 내용에 관한 자세한 설명은 제품 상자에 들어있는 어플 사용자 설명서를 참고하십시오.

사용법

남성 모드

아래 그림을 참고하세요.



모드1. 화장실을 자주 갈 때 잔뇨와 빈뇨로 불편함을 겪을 경우 새끼손가락의 첫번째 마디부분인 신혈을 눌러 근골을 이완시키고, 기력을 보충하여 신장밸런스를 맞춰보세요.



모드2. 스트레스를 받을 때 가슴이 답답하고 화기가 쌓일 때에는 노궁혈을 마사지하여 심신을 편안하게 해주세요.



모드3. 컨디션이 안 좋을 때 두통이 있거나 어지럽고 집중력이 떨어졌을 때, 비장 마사지를 통해 비장의 혈과 기가 원활하게 돌아가도록 해주세요.



모드4. 깊은 잠이 필요할 때 잠을 잘 못 자는 것은 심과 혈의 흐름에 문제가 있어 기가 원활히 돌지 못하기 때문입니다. 노궁혈, 중충혈, 대릉혈를 꼭꼭 눌러주어 숙면을 취해보세요.



모드5. 속이 더부룩할 때 속이 더부룩하거나 쓰릴 경우 위장을 강화하기 위해 노궁혈과 대릉혈을 마사지하면 위장을 보호하고 혈액순환을 원활하게 해줍니다.

사용법

여성 모드

아래 그림을 참고하세요.



모드1. 손이 거칠어졌을 때 먼지와 잦은 손씻기 등 각종 자극에 노출된 손을 위해 폐경맥, 심경맥, 삼초경맥이 지나가는 부위를 마사지하여 손의 근육과 피부를 보호해보세요.



모드2. 손발이 차가울 때 손발이 차거나 얼굴이 창백할 때, 손가락 끝 혈인 정혈을 마사지하여 겨울이면 더 심해지는 손발 시림 고민을 해결해보세요.



모드3. 피부톤이 어두울 때 피곤해 보이거나 다크서클이 심할 경우 노궁혈, 대어제, 신문혈을 마사지하여 생기있는 피부 톤으로 개선해보세요.



모드4. 깊은 잠이 필요할 때 잠을 잘 자지 못하는 건 심과 혈의 흐름에 문제가 있어 기가 원활히 돌지 못하기 때문입니다. 노궁혈, 중충혈, 대릉혈을 꺾꺾 눌러주어 숙면을 취해보세요.



모드5. 어깨가 뭉쳤을 때 스마트폰과 PC사용으로 경직된 당신의 목, 특히 거북목 증후군으로 불편한 모두를 위해 합곡혈, 후계혈을 마사지하여 긴장으로 뭉친 어깨를 풀어주세요.

제품사양 및 문제해결

제품사양

정격전압	DC 5V
소비전력	6W
블루투스	4.0
전지종류	대용량 리튬 폴리머 전지
제품크기/무게	(W)235mmX(L)145mmX(H)98mm / 740g
사용환경	온도 : 5℃ ~ 40℃ / 습도 : ≤80% 기압 : 860hpa ~ 1060hpa

문제해결

만약 제품을 사용하면서 문제가 있다면 아래에 있는 방법을 체크 해주십시오. 아래 방법으로도 작동하지 않으면 전원을 끄고 서비스 센터에 맡겨 주십시오. 전문가가 아닌 경우 개인적으로 제품을 분해하거나 수리하면 추후 서비스 제공이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

문제점	예상원인	해결방법
전원이 안 켜질 때	충전량 부족 혹은 방전	배터리를 충전해 주십시오.
공기압·진동이 약해 졌을 때	충전량 부족 혹은 방전	배터리를 충전해 주십시오.
작동이 되지 않을 때	충전기 연결상태 불량	충전기가 제대로 연결되어 있는지 확인해 주십시오.

유지보수

보관 시 주의사항

제품이 습기, 오염에 노출되지 않도록 안전한 곳에 보관하십시오. 보관기간이 6개월을 초과할 경우 제품 작동여부를 확인하고 전원을 30분 정도 켜두시기 바랍니다. 직사광선과 부식성 가스를 피해 주시기 바랍니다.

운반 시 주의사항

이 제품은 내진성을 고려한 디자인으로 비행기, 기차, 차, 배로 운반이 가능합니다. 가급적 눈, 비, 충격을 피해주시고 정방향으로 놓아 주십시오.

고장수리

사용 조작 시 고장이 발생하면 본체 배터리량을 먼저 확인해주시고 고장이 해결되지 않으면 전원을 끄고 본사 A/S 서비스 센터로 보내주십시오. 또한 자체 분해나 수리는 하지 마십시오. 전압이 제품의 정격 범위를 초과하는 경우 제품을 켜지 마십시오. 전원공급장치의 케이블을 주기적으로 체크하십시오.

주의사항

※ 사용자 주의사항을 숙지하고 안전하고 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 사용자 설명서의 내용을 자세히 읽은 후 안내되어 있는 대로 사용하십시오.
2. 본 제품을 사용할 때는 반지 등의 장신구 착용을 금지합니다.
3. 본 제품을 사용하기 1시간 전에는 매니큐어를 하지 않습니다.
4. 공기 주머니가 과한 압력으로 손상되지 않도록 반드시 제품에 손을 먼저 넣은 후 전원을 켜 주십시오. (장갑 착용 후 제품 사용을 권장)
5. 개인에 따라 손이 약하고 민감하신 분들은 통증을 느낄 수 있습니다.
6. 기기를 사용한 직후 피부에 자국이 남는 것은 자연스런 현상이며, 이러한 자국은 통상적으로 15분 이내에 사라집니다.
7. 음주 후나 몸 상태가 좋지 않을 때, 운전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
8. 습한 곳이거나 온도가 높은 곳 또는 부식성 가스가 있는 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오.
9. 본 제품을 전기 온열기구, 조리기구 근처, 직사광선에 두지 마십시오.
10. 뇌졸중이나 혈압질환, 저포도당증이 있으신 분은 본 제품을 사용하지 마십시오.

주의사항

11. 7세 이하 어린이와 거동이 불편한 환자 또는 신체적/정신적으로 장애가 있으신 분은 본 제품을 사용할 수 없습니다.
12. 인공심장 박동기나 각종 전자 신체 보조기구 장착자와 임산부는 본 제품을 사용하지 마십시오.
13. 본 제품을 사용하려는 부위에 발진, 염증 등의 이상이 있거나 해당 부위에 수술을 받은 적이 있는 경우, 치료 중인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
14. 본 제품은 의료 전문가의 진단과 치료를 대체하지 않습니다. 제품 사용 전 제품을 사용해도 문제가 없을 지 확인이 필요하다면 꼭 담당의사와 논의하십시오.
15. 사용 중 제품에 이상이 있거나 불편감이 느껴질 경우 사용을 중단하시고, 전원을 차단한 후 점검해 주십시오.
16. 반드시 전원을 끈 후 제품에서 손을 빼주시고, 혹시 동작 중 제품이 멈출 경우 손을 좌우로 비틀어 힘껏 빼주세요.
17. 본 제품은 가정용 제품으로 개발되었으므로, 다른 상업적인 용도나 치료, 진단을 위해 사용하지 마십시오.
18. 제품 청소 시 살균 소독된 솜을 중성 세제에 묻혀 닦아냅니다. 제품을 절대 물로 씻지 마십시오.

제품교환·환불 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 구매 영수증을 이용하여 제품 교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.
2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속부품과 함께 최초 구입시에 포장된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.

위의 사항을 처리 받고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터(1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

제품 보증 안내

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실 하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다. (* 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간 입니다.)

보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련번호가 명확히 알아 볼 수 없게 되거나 일련번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 어려울 수 있습니다. (배터리는 보증에 포함 되지 않습니다.)
2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 업체에 본 제품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우엔 보증이 불가합니다.
3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비전문가의 제품 해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가항력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
5. 품질보증 서비스 신청 시 제품보증서를 동봉해주시시오. 당사는 중고 제품의 상품회수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
6. 가정용 외의 용도로(영업용 및 공중시설 등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.

※ 주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해 바랍니다.



제품 보증서

제 품 명 :

일련번호 :

구입일자 :

구매지점 :

고객성명 :

연 락 처 :

주 소 :



제품 교환·환불 관련 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 보증서나 구매 영수증을 이용하여 제품 교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.
2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속품과 함께 최초 구입 시에 포장 된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.

위의 사항을 처리 받고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터 (1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다. 배터리는 보증에 포함되지 않습니다.

제품 보증서

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실 하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다. (* 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간 입니다.)

보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련번호가 명확히 알아 볼 수 없게 되거나 일련번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 어려울 수 있습니다. (배터리는 보증에 포함 되지 않습니다.)
 2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 업체에 본 제품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우엔 보증이 불가합니다.
 3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
 4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비전문가의 제품 해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가항력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
 5. 품질보증 서비스 신청 시 제품보증서를 동봉해주시시오. 당사는 중고 제품의 상품회수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
 6. 가정용 외의 용도로(영업용 및 공중시설 등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
 7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.
- * 주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해 바랍니다.

어플 사용법

사용 전 준비사항

1. H1 어플리케이션을 다운로드하여 설치합니다.
(안드로이드 플레이스토어, iOS 앱스토어 이용)
2. H1 제품의 전원을 켭니다.



3. 스마트폰에 설치 된 H1 APP을 실행합니다.
4. 블루투스 사용을 승인합니다.
(이미 블루투스모드가 활성화되어 있다면, 본 단계는 생략됩니다.)

i Bluetooth 권한 요청	
앱에서 Bluetooth를 사용하려고 합니다. 허용하시겠습니까?	
아니요	예

어플 사용법

7. 마사지를 받으려는 손을 제품에 넣은 후, 모델르 선택합니다.



8. 재생 버튼을 눌러 마사지를 시작합니다.
(압력이 세거나 약할 경우, 마사지 강도를 조절합니다.)



9. 마사지를 중단하려는 경우, 정지 버튼을 눌러 종료합니다.



어플 사용법

5. 연결을 선택하는 화면이 나타나면 검색된 기기 중, H1을 선택합니다.

"기기를 찾을 수 없습니다"라고 표시될 경우, H1제품의 전원이 켜져 있는지 확인해 주세요.



6. H1을 블루투스에 등록합니다.
(블루투스에 등록하면, 이 후 사용시 4~6번 단계를 생략할 수 있습니다.)



中文

使用说明书

感谢您购买 breo 产品。
使用前请仔细阅读本说明书，
为了以后做参考，请妥善保管。

目录

产品介绍及构成	24
产品功能构成	25
使用方法	27
产品配置及解决问题	30
产品维护	31
注意事项	32
换货·退款介绍	33
产品保证介绍	34
产品保证书	35
App 使用说明书	37

产品介绍及构成

产品介绍

H1 通过指压、按摩手掌上的特定部位，缓解紧张情绪、压力及疲劳，促进血液循环、体内脏器功能，保持人体健康。

产品构成

H1，使用说明书，充电适配器



H1




充电适配器



使用说明书

产品功能构成

主机



1. 显示屏
2. 按钮
3. 放入手的地方
4. 充电端子

产品功能构成

显示屏及按钮详细说明



- | | |
|----------|----------|
| 1. 女用模式 | 7. 计时器 |
| 2. 男用模式 | 8. 动作状态 |
| 3. 电源键 | 9. 蓝牙 |
| 4. 开始/暂停 | 10. 男用模式 |
| 5. 气压调节键 | 11. 电池电量 |
| 6. 女用模式 | 12. 方式 |

使用方法

开/关电源

1. 按下电源键 (⏻), 打开 relaxer。
2. 按下开始/暂停键 (▶||), 运行 relaxer。
3. 按下开始/暂停键 (▶||), 暂时停止运行 relaxer。
4. 按下电源键 (⏻), 关闭 relaxer。

运行方式

1. 转为男用模式：按下(♂)键。从模式1至模式5可随意选择。
2. 转为女用模式：(♀)键。从模式1至模式5可随意选择。
3. 调节气压：气压过大时，按下(≈)键气压下降。

※ 模式相关的详细说明请参考产品箱子内的应用程序用说明书。

使用方法

男用模式

請參考下圖。



模式1. 经常去洗手间时 有残余尿、尿频现象时按下小指第一关节部位的肾穴，松弛筋骨，补充精力，调节肾脏平衡。



模式2. 受到压力时 胸闷、火气大时，按摩劳宫穴舒缓身心。



模式3. 身体状态欠佳时 有头痛或者发晕、集中力下降时，通过按摩脾脏，可以促进脾脏的血和气循环。



模式4. 无法熟睡时 无法进入熟睡状态的原因是心和血循环出现问题，气机未能正常循环。此时用力按下劳宫穴、中冲穴、大陵穴可进入熟睡状态。




模式5. 腹胀时 腹胀或者有胃痛时，按摩劳宫穴和大陵穴可以加强肠胃功能，保护肠胃，促进血液循环。

使用方法

女用模式

請參考下圖。



模式1. 手部变粗糙时 灰尘、频繁洗手等手部受到各种刺激时，按摩肺静脉、心经、三焦经经过的部位时，可以保护手部肌肉和皮肤。



模式2. 手脚发凉时 手脚发凉、面部苍白时，按摩指尖上的经穴时可以解决冬季更加严重的手脚发凉现象。



模式3. 肌膚暗淡無光時 睇上去很疲勞或黑眼圈嚴重時，請按壓勞宮穴、大魚際、神門穴，改善肌膚光澤。



模式4. 需要深度睡眠時 睡眠質量唔好係因為心臟同血液循環問題引起嘅氣血不暢所致。請用力按壓勞宮穴、中冲穴、大陵穴，以進入深度睡眠。



模式5. 肩膀僵硬時 因過多使用智能手機同PC，導致您頸部僵直、頭前傾綜合症，帶俾您諸多不便時，請按壓合谷穴、後溪穴，放鬆因緊張而僵硬嘅肩膀。

产品配置及解决问题

产品配置

额定电压	DC 5V
耗电	6W
蓝牙	蓝牙 4.0
电池类型	大容量锂聚合物电池
产品规格/重量	(W)235mmX(L)145mmX(H)98mm / 740g
使用环境	温度：5°C ~ 40°C / 湿度：≤80% 气压：860hpa ~ 1060hpa

解决问题

若使用产品当中存在问题时，请试试以下方法。若通过以下方法还是无法启动时，请关闭电源，送至客服中心。切勿随意拆卸及维修。

故障现象	可能的原因	解决方法
无法开启电源	电量不足或者漏电	请充电。
空气气压 •震动不足	电量不足或者漏电	请充电。
无法启动	充电器接触不良	请确认充电器是否连接。

产品维护

保管注意事项

应避免潮湿的环境，防止啮齿目及污染。清洁产品之前应关闭电源，用完后应保管在安全的地方，产品上面不得放沉重的物品。如果发现缺陷时，请联系专业技术人员进行咨询。

如果保管期间超过 6 个月时，请检查产品是否正常启动，开电源后放置 30 分钟左右。不要保管在地面、墙壁或者屋顶附近。应保持通风良好状态，避开阳光直射的环境和腐蚀性气体。

搬运注意事项

本产品具有耐震功能，可以用飞机、火车、汽车、船来搬运。但是应避开雪和雨，避免受冲击，一定要按正确方向放置。

故障维修

如果在操作使用当中发生故障时，请先检查主机电池电量。无法解决问题时关闭电源，送至本公司售后服务中心。

切勿随意拆卸产品或者维修。如果电压超过额定电压范围时不得开电源，请定期检查电源供应装置的电缆。

注意事项

※ 请仔细阅读使用注意事项，应正确使用产品。

1. 仔细阅读使用说明书内容后，请按照说明书使用。
2. 使用本产品时禁止佩戴戒指等首饰。
3. 使用1小时前不得涂指甲油。
4. 为防止气囊受到过大压力而被破损，请先放入手之后开电源（建议套上手套之后使用产品）。
5. 根据个人情况，手软、敏感的人可能会有疼痛感。
6. 用完器械之后皮肤上会留下印痕属于正常现象，约待15分钟后自然消失。
7. 喝酒后或者身体状况欠佳时、驾驶机动车时禁止使用。
8. 禁止在潮湿、高温、有腐蚀性气体的地方使用及保管产品。
9. 禁止放在电加热器具、烹调器具附近或者阳光直射的环境。
10. 有脑卒中、血压疾病、低血糖病患者禁止使用。
11. 7岁以下儿童和行动不便的患者或者身体、精神方面有缺陷的人禁止使用。
12. 人工心脏起搏器或者各种电子辅助器具佩戴者和孕妇禁止使用。
13. 若要使用本产品的部位有斑疹、炎症等异常情况或者该部位曾经做过手术时、正在接受治疗时禁止使用。
14. 本产品无法替代医疗专家的诊断和治疗。若使用产品之前需要确认能否使用本产品时，请与负责医生进行咨询。
15. 使用当中发现产品有异常或者感到不适时应立即停止使用，关闭电源后进行检查。
16. 先关闭电源后拔出手，若运行当中产品突然停止动作时，将手左右转动后用力拔出。
17. 本产品是家庭用产品，不得以其他商业用途或者治疗、诊断作为目的来使用。
18. 请用中性洗涤剂弄湿杀菌消毒的棉后擦本品保持清洁，禁止用水清洗。

换货·退款介绍

1. 购买之日起10天以内在正常使用的情況下发生性能及功能方面的问题，需要维修产品时，您可以利用购买收据换货或者退款。
2. 若购买之日起1个月以内在正常使用的情況下发生性能及功能方面的问题，需要维修产品时，可以换货或者接受维修服务。但是除了产品使用方面的缺陷以外，不得存在其他原因引起的商品受损情况。使用说明书和其他配件俱全，和最初购买时的包装状态相同时才能换货或者退款，接受维修服务。

如想接受上述服务或进行相关咨询时，请联系销售商
请联系销售商或客服中心（1588-2336），
我们将为您提供最快捷的服务。

产品保证介绍

保修卡介绍

使用保证书可以方便接受产品维护相关服务。每件产品仅提供一张保修卡，如果被丢失时无法重新补发，因此请妥善保管。

※ 产品保质期为一年。

保证条件

1. 自购买日起一年，可凭保修卡享受维修服务。产品上的序列号不清楚或序列号与保修卡上的信息不符时，很难提供合理的服务。（电池并不在质保范围内。）
2. 因使用错误的电压、偶发性事故等用户不慎或委托非指定的企业进行维修导致发生异常时，无法享受质保。
3. 提供规定的质保服务以外的其他服务或运输服务可能会产生一些费用。
4. 因用户过失或不慎保管等导致的问题，或非专业人员拆解产品，没有保修卡或因不可抗力导致的故障，我们将不提供质保服务。
5. 申请质保服务时，请一并提交产品保修卡。本公司有责任回收二手产品，回收、处理及重新利用废旧家电。
6. 如果用于家用以外的用途（营业用及公共设施等）时，无法提供质保服务。
7. 因台风、地震、水灾等自然灾害导致的故障，无法提供质保服务。

※ 注意：由于服务持续更新，详细规定可在没有特别通知的情况下进行修改，敬请谅解。

产品保证书



产品名称：

序列号：

购买日期：

购买地点：

顾客姓名：

联系电话：

地址：



换货·退款介绍

1. 购买之日起10天以内，在正常使用的情况下发生性能及功能方面的问题，需要维修产品时，您可以利用购买收据换货或者退款。
2. 若购买之日起1个月以内，在正常使用的情况下发生性能及功能方面的问题，需要维修产品时，可以换货或者接受维修服务。但是除了产品使用方面的缺陷以外，不得存在其他原因引起的商品受损情况。使用说明书和其他配件俱全，和最初购买时的包装状态相同时才能换货或者退款，接受维修服务。

如想接受上述服务或进行相关咨询时，请联系销售商。请联系销售商或客服中心（1588-2336），我们将为您提供最快捷的服务。

产品保证书

保修卡介绍

使用保证书可以方便接受产品维护相关服务。每件产品仅提供一张保修卡，如果被丢失时无法重新补发，因此请妥善保管。

※ 产品保质期为一年。

保证条件

1. 自购买日起一年，可凭保修卡享受维修服务。产品上的序列号不清楚或序列号与保修卡上的信息不符时，很难提供合理的服务。（电池并不在质保范围内。）
2. 因使用错误的电压、偶发性事故等用户不慎或委托非指定的企业进行维修导致发生异常时，无法享受质保。
3. 提供规定的质保服务以外的其他服务或运输服务可能会产生一些费用。
4. 因用户过失或不慎保管等导致的问题，或非专业人员拆解产品，没有保修卡或因不可抗力导致的故障，我们将不提供质保服务。
5. 申请质保服务时，请一并提交产品保修卡。本公司有责任回收二手产品，回收、处理及重新利用废旧家电。
6. 如果用于家用以外的用途（营业用及公共设施等）时，无法提供质保服务。
7. 因台风、地震、水灾等自然灾害导致的故障，无法提供质保服务。


※ 注意：由于服务持续更新，详细规定可在没有特别通知的情况下进行修改，敬请谅解。

APP 使用方法

1. 下载并安装H1应用程序。
(Android Play Store, iOS App Store)
2. 打开H1产品的电源。



3. 运行安装在智能手机上的H1 APP。
4. 同意使用蓝牙。
(若已激活蓝牙模式,可省略该步骤。)




APP 使用方法

5. 显示选择连接的画面后，在搜索到的设备中选择H1。
如显示“附近未发现蓝牙设备”，确认H1产品的电源是否开启。



6. 与H1配对。
(蓝牙配对成功后，再次使用时可省略第4~6步。)




APP 使用方法

7. 将要按摩的手放入产品中，选择模式。



8. 按开始键，开始按摩。

(按压力度过强或过弱时，调节按摩强度。)



9. 需要停止按摩时，按停止键结束。



ENGLISH

User Manual

Thank you for purchasing the breo products.
Before using this product,
please read this manual carefully
for convenient use.

Contents

Product Overview and Components	43
Functions	44
How to Use	46
Product Specifications and Troubleshooting	49
Maintenance	50
Cautions	51
Guidance on Product Replacement/Refund	53
Guidance on Quality Assurance	54
Product Warranty	55
App User Manual	57

Product Overview and Components

Product Overview

H1 will alleviate any stress or fatigue by massaging certain points on your palm. Furthermore, it will enhance the blood circulation, hence resulting in healthier organs and body parts.

Products Components

H1, Charging Adapter, User Manual



H1




Charging Adapter



User Manual

Fuctions

Main Body



1. Display
2. Button
3. Hand Insertion Part
4. Charging Terminal

Fuctions

Display and Button Details



- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Female Mode | 9. Bluetooth |
| 2. Male Mode | 10. Male Mode |
| 3. Power Button | 11. Battery Capacity |
| 4. Start/Pause Button | 12. Method |
| 5. Air Pressure Control Button | 7. Timer |
| 6. Female Mode | 8. Operating Status |

How to Use

Power ON/OFF

1. If you press the Power button, the relaxer will be activated.
2. If you press the Start/Pause button, the relaxer will start running.
3. If you press the Start/Pause button, the relaxer will temporarily stop.
4. If you press the Power button, the relaxer will be deactivated.


Operating the Product

1. Switch to male mode : Press the (♂) button. You can select a mode from Mode 1 to Mode 5.
 2. Switch to female mode : Press the (♀) button. You can select a mode from Mode 1 to Mode 5.
 3. Air pressure control: If air pressure is too strong, press the (🌀) button to depressurize the air.
- ※ For more details, please refer to the “User Manual – Applications” inside the product box.

How to Use

Male Mode

* See the figure below.



Mode1. When you go to the bathroom too frequently



If you suffer from any residual urine or frequent urination, press the "Kidney Meridian" (first knuckle of a little finger) in order to relax your musculoskeletal system and balance your kidney.



Mode2. When you feel stressed out

Whenever you have chest pain or feel stressed out, press the "Palace of Toil" to relax your mind and body.



Mode3. When you are not feeling well

When you feel dizzy or distracted, press the "Spleen Meridian" to enhance the blood circulation in your spleen.



Mode4. When you need a deep sleep Whenever you have a hard time going to bed, there must be some problems associated with the flow of your acupuncture points. Press the "Palace of Toil", "Middle Rushing" and "Great Mound" to get a deep sleep



Mode5. When you feel bloated

Whenever you feel bloated, press the "Palace of Toil" and "Great Mound" to ease your stomach and enhance your blood circulation.

Product Specifications and Troubleshooting

Product Specifications

Rated Voltage	DC 5V	Power Consumption	6W
Bluetooth	Bluetooth 4.0		
Battery Type	Large lithium polymer battery		
Dimensions / Weight	(W)235mmX(L)145mmX(H)98mm / 740g		
Operating Environment	Temperature : 5°C ~ 40°C / Humidity : ≤80% Air pressure : 860hpa ~ 1060hpa		

Troubleshooting

If you experience any problem using the Product, please check the methods specified below. If the problem persists, turn the Product off and send it to the service center. Never disassemble or repair the Product on your own.

Problems	Possible Causes	Solution
If the Product cannot be turned on	Low or dead battery	Charge the battery.
If air pressure or vibration is too weak	Low or dead battery	Charge the battery.
If the Product cannot be charged	Poor charger connection	Make sure the charger has been properly connected.

Maintenance

Storage precautions

Keep the product in a safe place to avoid exposure to moisture and contamination. If the storage period exceeds 6 months, check the operation of product and turn on the power for about 30 minutes. Avoid the direct sunlight and corrosive gases.

Transporting precautions

This product is designed for seismic resistance and can be transported by plane, train, car, and ship. Avoid snow, rain, and impact as much as possible and put it in the right direction.

Troubleshooting

If a malfunction occurs during operation, check the main battery first. If the trouble cannot be solved, turn off the power and send it to our A/S service center. Do not self-disassemble or repair. If the voltage exceeds the rated range of product, do not turn on the product. Check the cables of power supply periodically.

Cautions

※ Please read the following cautions carefully and accordingly use the Product.

1. Read the user manual thoroughly and use the product as instructed in the manual.
2. Do not wear any jewelry (e.g. ring, etc.) when using the product.
3. Do not polish your nail within 1 hour prior to using the product.
4. Turn the product on only after inserting your hands in order to prevent any overpressure-related damage to the air bag.
5. Some highly-sensitive users may feel a slight pain when using the product.
6. It is normal to have some marks on your skin immediately after product. Such marks will usually disappear within 15 minutes.
7. Do not use the product after you drink, when you don't feel good, or while you are driving.
8. Do not use or keep the product in any place where it is humid or hot, or where there is any corrosive gas.
9. Do not keep the product near any electric heater or cooker, or expose it to any sunlight.
10. Any person with a stroke, vascular disease or hypoglycemia is not allowed to use the product.
11. Any child aged under 7, any immobile patient, or any physically or mentally challenged person is not allowed to use the product.

Cautions

12. Any person with a pacemaker or electronic prosthesis, or any pregnant woman is not allowed to use the product.
13. If a body part to be treated with the product has a rash or infection, or has undergone a surgery or treatment, you cannot use the Product.
14. The product does not substitute any diagnosis or treatment by a medical specialist. If you want to confirm that you have no health issue for using the Product, please consult with your doctor.
15. If you experience any problem or displeasure while using the product, stop and turn off the product immediately, and perform relevant inspection.
16. You should pull your hands after turning the Product off. If the product suddenly stops running, try pulling your hands by twisting them left and right.
17. The Product is a household product. Therefore, it is strictly prohibited from using the product for any commercial, treatment or diagnostic purpose.
18. Use a sterilized cotton dipped in neutral detergent when cleaning the product. Never use water as cleaning liquid.

Guidance on Product Replacement / Refund

1. If a critical repair due to any performance- or function-related defect under a normal operating environment is required within 10 days from the date purchased, you can request for a product replacement or refund with your purchase receipt.
2. If a critical repair due to any performance- or function-related defect under a normal operating environment is required within 1 month from the date purchased, you can request for a product replacement or repair. However, such request can only be valid if the Product has been damaged under a normal operating environment. In addition, the Product can be replaced, refunded or repaired only if the user manual and all other components have maintained their original conditions before unpacked.

If you intend to make such request above or have any related inquiry, please contact your buyer or our customer center (1588-2336). Batteries are not applicable to any warranty service.

Guidance on Quality Assurance

Warranty information

With the product warranty, you can easily receive various maintenance services. Only one warranty card is issued for each product. Therefore, you should take extra care not to lose the card since it can be really cumbersome to reissue a new card.

※ The warranty period is one year from the date of purchase.

Warranty conditions

1. With the product warranty, you can receive various repair services for one year from the date purchased. However, such services may not be properly provided if the serial number on the Product is not legible, or if such serial number differs from the one registered on the product warranty. (Batteries are not applicable to such services.)
2. For any defect due to a user's fault (e.g. use of wrong power, accidental failure, etc.) or a repair service by a non-authorized vendor, no warranty service can be provided.
3. Additional expense may incur for any supplementary services not specified in the product warranty (e.g. delivery service, etc.)
4. For any defect due to a user's fault or negligence, a disassembly service by an unqualified expert, no product warranty, or a natural disaster, no warranty service can be provided.
5. When requesting for any quality assurance service, please enclose your product warranty. We are responsible for collecting, treating and recycling any returned or disposed product.
6. If the Product has been used for any commercial purpose (e.g. business use, public utilities, etc.) other than household uses, no warranty service can be provided.
7. For any defect due to a natural disaster (e.g. typhoon, flood, earthquake, etc.), no warranty service can be provided.

※ Note: Since quality assurance services get continuously upgraded, detailed regulations may be subject to change without any customer notification.



Product Warranty

Name of Product : _____

Serial Number : _____

Date Purchased : _____

Place Purchased : _____

Name of Customer : _____

Contact : _____

Address : _____



Guidance on Product Replacement/Refund

1. If a critical repair due to any performance- or function-related defect under a normal operating environment is required within 10 days from the date purchased, you can request for a product replacement or refund with your purchase receipt.
2. If a critical repair due to any performance- or function-related defect under a normal operating environment is required within 1 month from the date purchased, you can request for a product replacement or repair. However, such request can only be valid if the Product has been damaged under a normal operating environment. In addition, the Product can be replaced, refunded or repaired only if the user manual and all other components have maintained their original conditions before unpacked. If you intend to make such request or have any related inquiry, please contact your buyer or our customer center (1588-2336).

Product Warranty

Warranty information

With the product warranty, you can easily receive various maintenance services. Only one warranty card is issued for each product. Therefore, you should take extra care not to lose the card since it can be really cumbersome to reissue a new card.

※ The warranty period is one year from the date of purchase.


Warranty conditions

1. With the product warranty, you can receive various repair services for one year from the date purchased. However, such services may not be properly provided if the serial number on the Product is not legible, or if such serial number differs from the one registered on the product warranty. (Batteries are not applicable to such services.)
 2. For any defect due to a user's fault (e.g. use of wrong power, accidental failure, etc.) or a repair service by a non-authorized vendor, no warranty service can be provided.
 3. Additional expense may incur for any supplementary services not specified in the product warranty (e.g. delivery service, etc.)
 4. For any defect due to a user's fault or negligence, a disassembly service by an unqualified expert, no product warranty, or a natural disaster, no warranty service can be provided.
 5. When requesting for any quality assurance service, please enclose your product warranty. We are responsible for collecting, treating and recycling any returned or disposed product.
 6. If the Product has been used for any commercial purpose (e.g. business use, public utilities, etc.) other than household uses, no warranty service can be provided.
 7. For any defect due to a natural disaster (e.g. typhoon, flood, earthquake, etc.), no warranty service can be provided.
- ※ Note: Since quality assurance services get continuously upgraded, detailed regulations may be subject to change without any customer notification.

How to Use

Female Mode

* See the figure below.



Mode 1. When your hands get too dry

For your hands exposed to the external environment (e.g. dust, frequent washing, etc.), massage the "Lung Meridian", "Heart Meridian" and "Triple Burner Meridian" to relax the muscle and skin in your hands.



Mode 2. When you feel cold in your hands or feet

When you feel cold in your hands or feet, or look pale, massage the "Inner Courtyard" (fingertip).



Mode 3. When you have a dark skin tone When you look tired or have dark circles around your eyes, massage the "Palace of Toil", "Fish Border" and "Spirit Gate" to moisten your skin.



Mode 4. When you need a deep sleep Whenever you have a hard time going to bed, there must be some problems associated with the flow of your acupuncture points. Press the "Palace of Toil", "Middle Rushing" and "Great Mound" to get a deep sleep.



Mode 5. When you feel too tight in your shoulder muscle


When you feel too tight in your neck after long hours of smart-phone and computer uses, massage the "Joining Valley" and "Back Stream" to relax your shoulder muscle.

How to Use APP

1. Download ihand application.
(from Google Playstore on Android or App Store for iOS)
2. Turn on iHand relaxer.




3. Launch iHand application on your smartphone.
4. Approve Bluetooth activation
(if Bluetooth is turned on, skip to the next step)




How to Use APP

5. Select iHand from searched devices for connection.
If your smartphone cannot find the device, please check to see if iHand is turned on.




6. Register iHand on Bluetooth.
(When registered on Bluetooth, steps 4-6 may be skipped for further uses.)




How to Use APP

7. Hold the device in hand, and select mode.



8. Press “On” button to begin the massage (when the pressure is too high or too low, change the strength).



9. When done with massage, press “Stop” button to stop the device.

