

iBrain

User Manual

breo 제품을 구매해주셔서 감사합니다.
제품 사용 전, 본 설명서를 꼼꼼하게 읽어보신 후
편리하게 사용하세요.

* 중국어(간체, 번체)와 일본어 사용자 설명서는
브레오 홈페이지에서 다운로드 받아보실 수 있습니다.

목차

제품소개 및 구성	4
제품 기능 구성	4
사용법	5
주의사항	6
문제해결	7
유지 보수	8
제품 보증 안내	8
제품 보증서	9

제품소개 및 구성

제품소개

iBrain relaxer는 세계 최초의 smart head & eye relaxer로서 기압 조절과 지압, 진동, 온열방식을 이용하여 머리와 눈 주위의 특정 혈자리를 마사지 해주고 산소 공급 및 혈액 순환 개선, 스트레스 완화, 수면 촉진을 통하여 건강을 유지시켜줍니다. 또한 머리 둘레 사이즈를 편리하게 조절할 수 있어 다양한 사람들이 착용 가능하고, 눈 부위도 따로 분리되어 여러가지 환경에 적용이 가능합니다. 스마트한 디자인과 더불어 휴대폰에 연결하여 앱을 다운로드 할 수 있고 필요한 기능을 손 쉽게 사용할 수 있으며, 더욱 편리한 마사지 체험을 할 수 있습니다.

제품구성

iBrain relaxer, 충전 어댑터 (USB 포트), 이어폰, 사용자 설명서



iBrain relaxer



충전 어댑터(USB 연결구)




이어폰



사용자 설명서

제품 기능 구성

상세 기능



- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. 높이 조절 버튼 | 4. 상태표시등 |
| 2. 전원 버튼 | 5. 머리둘레 조절 휠 |
| 모드 전환 버튼 | 6. 이어폰 잭 삽입구 |
| 3. 눈 부위 분리 버튼 | 7. 충전 잭 삽입구(USB 연결구) |

사용법 (1)

사용 전 준비사항

사용 전 제품을 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 마사지기 및 부품을 확인합니다.
2. 배터리 충전량을 확인합니다.
3. 충전 어댑터가 손상이 없는지 확인합니다.

충전

충전 어댑터 연결

1. 본체 뒷면 하단에 있는 충전덮개를 엽니다.
2. 충전 어댑터의 플러그를 제품 전원 포트에 삽입합니다.
3. 충전 과정 중 상태표시등에서 충전량 표시 아이콘이 깜빡이면 충전중인 상태이며, 충전량 표시 아이콘이 다 채워지면 완충되었음을 나타냅니다.

주의 1. 충전 중 제품은 꺼진 상태입니다. 충전 시간은 4시간 입니다.

주의 2. 충전 과정 중 본 제품을 사용하지 마십시오.

(충전 중인 제품은 작동하지 않으며, 작동상태에서 충전을 시도하면 자기 보호 프로그램을 실행하여 자동으로 정지 시킵니다.)

착용

1. 머리둘레 조절 휠을 통해 머리의 둘레에 맞게 적절히 조절하고 본체를 착용해야 합니다.
2. 또한 높이는 상단의 높이 조절 버튼을 길게 또는 짧게 눌러 조정하십시오.

켜기

전원이 꺼진 상태에서 전원버튼을 짧게 누르면 제품이 "뽁" 소리와 함께 작동을 시작합니다. 기본으로 기압+온열+음악+15분 모드가 자동으로 작동합니다.

방식 선택

	mode1	mode2	mode3	mode4	mode5
공기압력	○	○	○	○	-
온열	○	○	-	-	-
시간(분)	15	15	15	15	15
두피마사지	-	-	-	-	○
음악	○	○	○	○	○

음악 재생


제품을 작동 시키면 음악이 재생됩니다.

높이 조절

높이 조절 버튼을 짧게 누르면 높이를 증가시키고, 길게 누르면 높이를 감소시킵니다.

사용법 (2)

* 아래 그림을 참고하세요.



모드1. 스트레스를 받을 때

스트레스 때문에 컨디션이 안 좋을 때, 눈·머리·목을 마사지하여 기혈을 원활히 해주고, 뭉친 근육을 풀어줍니다.



모드2. 눈이 피곤할 때

눈이 뻑뻑하고 건조할 때, 눈 주변과 귀 위쪽을 마사지하여 혈액순환을 원활히 하고 산소를 공급하여 눈의 피로를 풀어줍니다.



모드3. 목이 빠근할 때

스마트폰과 PC사용으로 목이 경직되어 있다면, 이마와 뒷목을 마사지하여 긴장된 근육을 풀어주고 머리를 가볍게 해줍니다.



모드4. 두통이 있을 때

신체적, 정신적 피로가 누적되면 두통이 오곤 합니다. 관자놀이와 눈 주위를 마사지하여 피로감을 개선하고 통증을 완화시켜 줍니다.



모드5. 집중이 필요할 때

정신이 무기력하고 집중이 잘 안될 때, 머리 위쪽을 마사지하면 혈액순환을 원활히 하여 뇌에 산소를 공급하고 집중력과 기억력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

주의사항 (1)

* 사용자 주의사항을 유심히 읽고 안전하고 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 음주 후이거나 몸 상태가 좋지 않을 때, 운전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
2. 본 제품은 제품 크기상 머리 둘레가 56cm~64cm인 성인에게만 적합합니다.
3. 중도 중풍, 뇌졸중, 혈압질환, 저포도당증이 있거나 녹내장, 백내장, 망막 분리 등 안구 질병 및 뇌질환이 있으신 분은 사용하지 마십시오.
4. 7세 이하 어린이와 행동·거동이 불편한 환자 또는 신체적·정신적으로 장애가 있으신 분은 보호자의 감독 하에 사용하며 사용 과정 중 불편함이 있으면 즉시 사용을 중지하십시오.
5. 인공심장 박동기 및 각종 전자 신체 보조기구 장착자, 임산부는 사용하지 마십시오.
6. 제품 사용시 머리 액세서리와 눈에 콘택트렌즈, 안경을 빼고 사용하십시오.
7. 시력 교정술(라식, 라섹 및 렌즈삽입술 등)을 받으신 분은 사용하지 않는 것을 권장합니다. 사용을 원하실 경우 반드시 담당의사와 상담 후 사용하십시오.

주의사항 (2)

*** 사용자 주의사항을 유심히 읽고 안전하고 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.**

- 본 제품은 의료 전문가의 진단과 치료를 대체하지 않습니다. 제품을 사용하기 전 사용해도 문제가 없을지 확인이 필요하다면 전문의와 상담 후, 사용해주시고.
- 본 제품을 사용하려는 부위에 발진, 염증 등의 이상이 있거나 해당 부위에 수술을 받은 적이 있는 경우, 치료중인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 온열 기능은 탈모, 아토피, 여드름, 알레르기 악화와 관계가 없습니다.
- 모드설정은 제품 착용 후 작동하며, 아날 시 에어백 압력 초과로 손상될 수 있습니다.
- 사용 중 제품에 이상이 있거나 불편감이 느껴질 경우 사용을 중단하시고 전원을 차단한 후 점검 해주십시오.
- 충전 어댑터는 제품과 함께 제공되는 안정화된 DC5V 어댑터로만 사용 해주시고 전기안전에 유의해주시고.
- 제품을 착용하고 전원을 켜주시고, 착용 후 눕거나 벽에 기대거나, 걷지 마십시오.
- 본 제품은 가정용 제품으로 개발되었으므로 다른 상업적인 용도나 치료, 진단을 위해 사용하지 마십시오.
- 제품 청소 시 살균 소독된 솜을 중성세제에 묻혀 닦아냅니다. 제품이 물에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 온열 기능 사용 시, 온도 감각에 민감하지 못한 사용자는 주의 후 사용해 주십시오.

문제해결

문제해결

만약 제품을 사용하면서 문제가 있다면 아래에 있는 방법을 체크해주시고, 아래 방법으로도 작동하지 않으면 전원을 끄고 서비스센터에 맡겨 주십시오. 전문가가 아닌 경우 개인적으로 제품을 분해하거나 수리하면 추후 서비스 제공이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

문제점	예상원인	해결방법
전원이 안 켜질 때	충전량 부족 혹은 방전	배터리를 충전해 주십시오.
공기압·진동이 약해 졌을 때	충전량 부족 혹은 방전	배터리를 충전해 주십시오.
작동이 되지 않을 때	충전기 연결상태 불량	충전기가 제대로 연결되어 있는지 확인해 주십시오.

제품사양

어댑터 전압	DC 5V
소비전력	5W
제품 크기 / 중량	(W)210mmX(L)254mmX(H)242mm / 1075g
사용 환경	온도 : 5℃ ~ 40℃ / 습도 : ≤80% 기압 : 860hpa ~ 1060hpa

유지보수

보관 시 주의사항

제품이 습기, 오염에 노출되지 않도록 안전한 곳에 보관하십시오. 보관기간이 6개월을 초과할 경우 제품 작동여부를 확인하고 전원을 30분 정도 켜두시기 바랍니다. 직사광선과 부식성 가스를 피해주시기 바랍니다.

운반 시 주의사항

이 제품은 내진성을 고려한 디자인으로 비행기, 기차, 차, 배로 운반이 가능합니다. 가급적 눈, 비, 충격을 피해주시고 정방향으로 놓아주십시오.

고장수리

사용 조작 시 고장이 발생하면 본체 배터리량을 먼저 확인해주시고 고장이 해결되지 않으면 전원을 끄고 본사 A/S 서비스 센터로 보내주십시오. 또한 자체 분해나 수리는 하지 마십시오. 전압이 제품의 정격 범위를 초과하는 경우 제품을 켜지 마십시오. 전원공급장치의 케이블을 주기적으로 체크하십시오.

소모품 및 액세서리 구매 안내

소모품 및 액세서리 구매는 가까운 매장이나 브레오 홈페이지 www.koreabreo.com 에서 구매가 가능합니다. 소모품 및 액세서리 관련하여 문의가 있으시면 고객센터 (1588-2336)로 연락해주시십시오.

제품 보증 안내

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.

※ 품질보증 기간은 구매일로부터 2년간 입니다.

보증 조건

1. 구매일로부터 2년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련 번호가 명확히 알아볼 수 없게 되거나 일련 번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다. (배터리는 보증에 포함 되지 않습니다.)
2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 수리업체에 본 제품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우 보증이 불가합니다.
3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비 전문가의 제품해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가항력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
5. 품질보증 서비스 신청 시 제품보증서를 동봉해 주십시오. 당사는 중고제품의 상품 회수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
6. 가정용 외의 용도로(영업용 및 공중시설 등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.

※ 주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해 바랍니다.

제품 보증서

제 품 명 :

일련번호 :

구입일자 :

구매지점 :

고객성명 :

연 락 처 :

주 소 :



제품 교환 · 환불 관련 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 보증서나 구매 영수증을 이용하여 제품교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.
2. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속부품과 함께 최초 구입 시에 포장 된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.

위의 사항을 처리 받고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터 (1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.
(배터리는 보증에 포함되지 않습니다.)

보증 조건

1. 구매일로부터 2년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련 번호가 명확히 알아볼 수 없게 되거나 일련 번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다.
(배터리는 보증에 포함 되지 않습니다.)
2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 수리업체에 본 제품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우 보증이 불가합니다.
3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비 전문가의 제품해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가항력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
5. 품질보증 서비스신청 시 제품보증서를 동봉해 주십시오. 당사는 중고제품의 상품 회수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
6. 가정용 외의 용도로(영업용 및 공중시설 등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.

주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해 바랍니다.

ENGLISH

User Manual

Thank you for buying a **breo** product.
Please read this user manual carefully before using
the Product, and keep it in a proper place for future reference.

* You can download Chinese(Simplified, Traditional) and
Japanese User manual from the breo website.

Table of Contents

Product and Components	3
Functions	3
How to Use	4
Cautions	5
Problem Solving	6
Maintenance	7
Guidance on Quality Assurance	8
Product Warranty	9

Product and Components

About the Product

iBrain relaxer is the world's first smart head&eye relaxer. It massages certain acupuncture points in the head and area around the eyes through air pressure control, acupressure, vibration and heat. In addition, it keeps users healthy by supplying oxygen, improving blood circulation, easing stress and bringing good sleep. In addition, it is designed to adjust a head size conveniently for diverse people. Furthermore, the part around the eyes is detachable so that the Product is available in diverse environments. It presents smart design. You are able to download an app by connecting the Product to your smart phone. In addition, the functions are easy to use so that you can enjoy the massage in comfort.

Components

iBrain relaxer, charging adapter (USB port), earplug, user manual (warranty certificate included)



iBrain relaxer



charging adapter(USB port)




earplug



user manual

Functions

Functions



- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Height Adjustment Button | 4. State Indicator | 7. Charging Port (USB Port) |
| 2. Power Button Mode Button | 5. Head Size Adjustment Wheel | |
| 3. Eye Separation Button | 6. Earplug Port | |

How to Use (1)

Preparations Before Use

Check the Product before use as follows:

1. Check the device and its components.
2. Check if the battery is sufficiently charged.
3. Check if the charging adapter is free of defect.

Charge

Connect the Charging Adapter

1. Open the charge cover on the back of the Product.
2. Plug the charging adapter into the power port.
3. If the charge level indicator icon blinks, the battery is being charged. If the bar is fully filled, normal charge is completed.

CAUTION 1. Make sure that the Product is turned off during charge. The normal charge time is 4 hours.

CAUTION 2. Do not use the Product during charge. (The Product does not work during charge. If attempted to charge during the use of the Product, the auto-protection program is initiated and stops the system automatically.)

Put On

1. Adjust the head size by turning the head size adjustment wheel before putting on the Product.
2. Adjust the height by pressing and holding the height adjustment button short or long.

Switch On

If the power button is pressed and hold short while the Product is off, it is turned on with a beep sound. Basically, 'air pressure + heating + music + 15 min.' mode is set.

Mode Selection

	mode1	mode2	mode3	mode4	mode5
Air Pressure	O	O	O	O	-
Heating	O	O	-	-	-
Time(Min)	15	15	15	15	15
Scalp Massage	-	-	-	-	O
Music	O	O	O	O	O

Play Music


Once the Product is switched on, music starts.

Height Adjustment

Press and hold the height adjustment button short to raise the height, and press and hold the button long to lower the height. (This button is active in all modes.)

How to Use (2)

* See the figure below.



Mode 1. If stressed

If you feel not good because of stress, massage your head, neck and area around the eyes, promote blood circulation and ease tense muscles.



Mode 2. Tired eyes

If you feel dry and uncomfortable in the eyes, massage the area around the eyes and part above your ears, which would in turn promote blood circulation, provide oxygen and relive fatigue in the eyes.



Mode 3. Stiff neck

If you feel stiff in your neck because a long use of your smartphone or desktop computer, massage your forehead and back of your neck and relax tense muscles, refreshing your head.



Mode 4. Headache

If physical and mental stresses are accumulated, you could suffer from a headache. Massage the temple and area around the eyes to relieve the fatigue and ease pain.



Mode 5. I need concentration

If you feel less energy and find it hard to concentrate, massage the top of your head. It promotes blood circulation and supplies oxygen to the brain, improving concentration and memory.

Cautions (1)

* Read the CAUTION carefully for the safe and correct use of the Product.

1. Do not use the Product if you had alcohol, feel uncomfortable or are driving a car.
2. The Product is available for the adults with 56-64cm in head circumference only.
3. If you suffer from palsy, stroke, blood pressure disease, hypoglycemia, eye disease (e.g., glaucoma, cataract, detached retina, etc.) and brain disease, do not use the Product.
4. For young children (7 years old or under), patients with limited mobility and physically/mentally disabled people, use the Product in the presence of a caregiver. If any discomfort is felt during the use of the Product, stop the Product immediately.

Cautions (2)

* Read the CAUTION carefully for the safe and correct use of the Product.

5. If you carry any medical device such as pacemaker and other medical aids on their body or pregnant, do not use the Product.
6. Take off your hair accessories, contact lens and glasses before the use of the Product.
7. If you had an eye surgery such as LASIK, LASEK or lens implant surgery, do not use the Product. If you insist to use it, make sure that you consult with your doctor first.
8. The Product does not substitute a professional's diagnosis or treatment. If necessary, consult with a professional before using the Product.
9. If there is any abnormal symptom such as rash or inflammation, or you had a surgical operation and are in the middle of treatment in the target area, do not use the Product.
10. The heating function has nothing to with hair loss, atopic dermatitis, acne and allergy.
11. The mode setting becomes active once you put on the Product. Otherwise, it could be damaged by exceeding the air pressure limit.
12. If you feel uncomfortable during use, stop the Product immediately and cut off the power. Then, check the Product.
13. For a charging adaptor, use the enclosed DC5V adapter only. Be careful for electrical safety.
14. Turn on the power after putting on the Product. Do not lean on a wall or walk with the Product on.
15. The Product is designed for home use only. Do not use it for commercial or any other (e.g., medical treatment or diagnosis, etc.) purposes.
16. For cleaning, use the sterilized cotton ball with a neutral detergent. Do not EVER try to clean the Product with water.
17. When the heating function is used, if you are dull in feeling temperature, be careful during use.

Problem Solving (1)

Problem Solving

If a problem occurs during use, check the Product as instructed below. Unless it is solved despite the action, cut off the power and contact the Technical Service Center for help.

Technical Service Center : 1588-2336 * Do not disassemble or repair the Product.

Trouble	Cause	Solution
Power is not turned on	Under-charge or discharge	Charge the battery.
Weak air pressure & vibration	Under-charge or discharge	Charge the battery.
Not working	Poor connection	Check if the charger is properly connected.

Problem Solving (2)

Specification

Adapter Voltage	DC 5V
Power Consumption	5W
Dimension / Weight	(W)210mmX(L)254mmX(H)242mm / 1075g
Operating	Temperature : 5℃ ~ 40℃
Conditions	Humidity : ≤80% Atmospheric Pressure : 860hpa ~ 1060hpa

Maintenance

Storage

Keep the Product safe from humidity, rodents and contamination. Before you clean the Product, switch off the power first. Keep the Product in a safe place after use. Do not leave a heavy object on the Product. If a defect is found, contact the engineer. If the Product is left unused for more than 3 months, check if it is normally operated. Then, charge the system and leave it on for about 30 minutes. Do not keep the Product near the wall or roof. Store it in an airy place. Avoid direct sunlight and corrosive gases.

Transportation

The Product is earthquake-resistant to some extent. It is resistant to mild vibrations such as flight, railway, road and ocean shipping. Avoid a strong impact such as snow, rain and electric shock. Make sure that it is positioned in a right direction all the time.

Power Supply

Check the power supply. If the voltage exceeds the rated range, do not turn on the Product. Check the charging unit and cable periodically. If any damage is found, do not use the Product. Send it to the Technical Service Center.

Supplies and Accessories

To get supplies or accessories, visit our website (www.koreabreo.com) or nearby store. If you have any question about them, contact the Customer Service Center at 1588-2336.

Guidance on Quality Assurance

About Warranty

With this warranty, you are able to get the repair & maintenance services easily. Only 1 copy is provided for each product. If lost, it may not be reissued. Be careful not to lose it.

* The warranty period is two years from the date of purchase.

Terms and Conditions

1. You can get repair services free of charge during the warranty period (for two years from the date of purchase). If it is hard to make out the serial number on the Product, or it is not matched with the serial number on your warranty, warranty service may not be available. (A battery is not warranted.)
2. A problem attributable to a user's negligence such as incorrect voltage or fortuitous accident or defect caused by an unqualified repair company will not be warranted.
3. A cost could occur for the service other than warranty services or transportation service.
4. A problem attributable to a user's fault such as incorrect storage or caused by an unqualified engineer or defect which occurred because of force majeure will not be warranted. Furthermore, warranty service is not provided unless the warranty certificate is presented.
5. Enclose the warranty certificate when you apply for the warranty service. Korea Breo is responsible for collecting, processing and recycling the used and disposed products.
6. If used for purposes other than home use (e.g., commercial purpose, etc.), the Product will not be warranted.
7. Any failure caused by natural disasters such as typhoon, earthquake or flood will not be warranted.

* Notice: Please be advised that the services are continuously upgraded so that specific rules are subject to change without a separate notice.

Product Warranty

Product Name :

Serial No. :

Date of Purchase :

Place of Purchase :

Customer Name :

TEL :

Address :



Exchange & Refund Policy

1. If the Product needs be repaired because of a defect arising from a normal use within 10 days from the date of purchase, it can be exchanged or refunded by presenting the warranty or receipt.
2. If the Product needs to be repaired because of a serious problem arising from a normal use within one month from the date of purchase, it can be exchanged or repaired. However, the Product other than the defect should be free of damage. The Product can be exchanged, refunded or repaired provided that the User Manual and other components are kept intact.

For more information about this matter, contact the store from which you bought the Product or our Customer Service Center (1588-2336). We will get back to you soon. A battery is not warranted.

Terms and Conditions

1. A warranty service is available for two years from the date of purchase.
If it is hard to make out the serial number on the Product, or it is not matched with the serial number on your warranty, warranty service may not be available. (A battery is not warranted.)
2. A problem attributable to a user's fault such as the use of incorrect voltage or incorrect storage or caused by an unqualified engineer will not be warranted.
3. A cost could occur for the service other than warranty services or transportation service.
4. A problem attributable to a user's fault such as incorrect storage or caused by an unqualified engineer or defect which occurred because of force majeure will not be warranted. Furthermore, warranty service is not provided unless the warranty certificate is presented.
5. Enclose the warranty certificate when you apply for the warranty service. Korea Breo is responsible for collecting, processing and recycling the used and disposed products.
6. If used for purposes other than home use (e.g., commercial purpose, etc.), the Product will not be warranted.
7. Any failure caused by natural disasters such as typhoon, earthquake or flood will not be warranted.

* Notice: Please be advised that the services are continuously upgraded so that specific rules are subject to change without a separate notice.

TENMINDS Co., Ltd.

iBrain

App User Manual

breo 제품을 구매해주셔서 감사합니다.
제품 사용 전, 본 설명서를 꼼꼼하게 읽어보신 후
편리하게 사용하세요.

* 중국어(간체, 번체)와 일본어 사용자 설명서는
브레오 홈페이지에서 다운로드 받아보실 수 있습니다.

사용법 (1)

- iBrain relaxer APP을 다운로드하세요.
(Android play store / iOS App store)
- iBrain relaxer 를 착용한 후, 전원을 켜서 마사지를 시작합니다.
- 핸드폰에 있는 블루투스를 열어 이미 검색된 블루투스 장치 목록 중에 "iBrain relaxer"를 선택하세요.
- iBrain relaxer를 핸드폰의 블루투스에 연결하세요.
- 제품이 블루투스에 연결이 되면 내장된 음악이 나오지 않습니다.
(만약 음악이 계속 나오면 핸드폰 블루투스가 연결되었는지 확인하세요.)
- 스마트폰에 장착된 iBrain relaxer APP을 실행하세요.
- APP에서 연결 선택 화면이 나타난 뒤 이미 검색된 블루투스 목록에서 iBrain relaxer를 다시 선택하세요. 만약 "찾지 못했습니다"라는 문구가 나온다면,
 - 1) 핸드폰의 블루투스가 iBrain relaxer와 잘 연결되는지 확인하세요.
 - 2) "다시 찾기"를 클릭하세요.

<p>연결할 iBrain relaxer를 선택해주세요.</p>	<p>연결할 iBrain relaxer를 선택해주세요.</p>			
<p>검색 중입니다.</p> <p>●●●●●</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>breo iBrain 8C:DE:52:E4:7A:BE</td> </tr> <tr> <td>null 3C:86:A8:00:D2:41</td> </tr> <tr> <td>null 00:01:95:0D:9A:04</td> </tr> </table>	breo iBrain 8C:DE:52:E4:7A:BE	null 3C:86:A8:00:D2:41	null 00:01:95:0D:9A:04
breo iBrain 8C:DE:52:E4:7A:BE				
null 3C:86:A8:00:D2:41				
null 00:01:95:0D:9A:04				
다시찾기 닫기	다시찾기 닫기			

- APP의 블루투스가 연결되지 않는다면 APP의 블루투스 버튼을 클릭 후 블루투스 목록에서 iBrain relaxer를 선택하세요.
- 블루투스를 끄기 후, 5초 후에 다시 연결할 수 있습니다.
- iBrain relaxer가 핸드폰 블루투스에 연결 확인이 되었으면 APP 사용이 가능합니다.
(블루투스에 연결한 뒤에 재사용할 때는 3-5 절차를 생략할 수 있습니다.)
- 필요한 마사지 방식을 선택합니다.


마사지 모드	
 mode 1	<p>스트레스를 받을 때 → 머리와 목을 마사지하여 긴장을 풀어보세요.</p>
 mode 2	<p>눈이 피곤할 때 → 마사지를 통해 눈의 피로를 해소해 보세요.</p>
 mode 3	<p>목이 빠근할 때 → 긴장으로 뭉친 목의 근육을 풀어주세요.</p>
 mode 4	<p>두통이 있을 때 → 관자놀이를 마사지하여 통증을 완화하세요.</p>
 mode 5	<p>집중이 필요할 때 → 마사지를 통해 머리를 맑게 해보세요.</p>

사용법 (2)

12. 마사지 강도를 조절합니다.



13. 충전표시가 깜박깜박하면, 제품 충전이 안된 관계로 블루투스와 노래가 연결되지 않습니다.
14. ⏰ 버튼을 눌러 타이머를 설정합니다.



15. 버튼을 눌러 온열기능을 설정합니다.



16. 🎧 버튼을 눌러 음악을 설정합니다.



ENGLISH



App User Manual

Thank you for buying a **breo** product.
Please read this user manual carefully before using
the Product, and keep it in a proper place for future reference.


* You can download Chinese(Simplified, Traditional) and
Japanese User manual from the breo website.

How to Use (1)

1. Please download iBrain relaxer APP
(through Android play store/iOS App Store)
2. Put on iBrain relaxer and start the massage by turning on the power.
3. Open the bluetooth in the mobile phone set and select the "iBrain relaxer" in the bluetooth device list searched.
4. Connect the iBrain relaxer to the bluetooth of the mobile phone.
5. When the product is successfully connected to the bluetooth, the builtin music will stop. (If the built-in music is still in play, please check if the bluetooth of the mobile phone is successfully connected)
6. Run the iBrain relaxer APP installed on the phone.
7. When the connection choosing image appears, connect the iBrain relaxer again in the bluetooth device list searched. If the clues of "can not find the equipment" appears:
 - 1) Please confirm whether the phone bluetooth is connected with the ibrain relaxer
 - 2) Click "find again"




8. If the APP bluetooth is not successfully connected, click on the bluetooth button in the APP and select the iBrain relaxer in the bluetooth list appeared.
9. After disconnecting the bluetooth, it takes 5 seconds to reconnect.
10. The iBrain relaxer is successfully connected to the phone bluetooth.
(after connecting the phone bluetooth, the steps of 3-5 could be ignored when reusing the product)
11. Choose the required massage mode.


MESSAGE MODE.	
 mode 1	IF STRESSED →Message your head and neck and ease tense muscles.
 mode 2	TIRED EYES →Get rid of the fatigue in the eyes through massage.
 mode 3	STIFF NECK →Soothe and relax tense muscles in the neck.
 mode 4	HEADACHE →Massage the temple and ease the pain.
 mode 5	I NEED CONCENTRATION →Clear your head through massage.


How to Use (2)


12. Adjust the massage strength.



13. The bluetooth connection and music playback can not be executed under battery symbol flashing state and low electricity condition.
14. Press  and set the timer.



15. Press  and set the heating function.



16. Press  and set the music.

